

# Lámpara de exploración médica

Referencia: 20102

---



- Estructura acero cromado
- Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- Fuente de luz LED 10 W
- Luz blanca 5000o K
- 860 Lm
- Rendimiento de color (CRI) > 80%
- 83mA
- Peana de nylon color negro
- Cinco ruedas giratorias de 50 mm



- Medida largo 55 cm
- Medida ancho: 55 cm
- Altura: 108-150 cm
- Medidas brazos: 40 + 40 cm + cabezal: 14 cm
- Diámetro cabezal: 17 cm
- Bombilla: Led, luz blanca - 10W

