




SUPER EXECUTIVE 65NE

Il riunito Super Executive con l'alto livello di design che lo contraddistingue è l'ideale per chi desidera dare un'immagine di livello superiore al proprio ambiente di lavoro oltre che avere la tradizionale affidabilità di un riunito completo, semplice e sicuro nella funzionalità di tutte quelle operazioni che vengono svolte nell'ambito delle visite oftalmiche.

The Super Executive unit is an expression of advanced and modern design in effortless combination with the practical, reliability, and ease of use needs of the modern day practitioner. It is the ideal unit for those wishing to create a look of prestige and a higher profile for their practice.



Le dimensioni sono indicative.
The dimensions are indicative.

SOLUZIONI E CARATTERISTICHE / SOLUTIONS AND FEATURES



Solo soluzione destra
Right solution only



Poltrone disponibili: tutti i modelli di poltrona
Available chairs: all models of chairs



Opzionali disponibili: Braccio autobilanciato orizzontale art. 63AB o 63CD
Caricatore strumenti art. 65PCR
Available optionals: Horizontal counterbalanced arm art. 63AB or 63CD
Rechargeable wells art. 65PCR



Cassetiera 65NE1
Chest of drawer 65NE1

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

RIUNITO SUPER EXECUTIVE / SUPER EXECUTIVE UNIT

Tensione alimentazione / Input tension 220V 50-60 Hz. - 110V 50/60 Hz.
Potenza / Power 1110 VA

Lampada alogena / Halogen lamp 150 W

Altezza tavola / Table height 915 mm
Peso del solo riunito / Weight only unit 250 kg
Larghezza / Width 2570 mm
Profondità / Depth 2110 mm
Altezza / Height 2000 mm



1.
Pannello di comando
Control panel

2.
Pannello di comando tavola
Table control panel