

BARRA DE PRISMAS (LUNEAU 161239)

Descripción:

- Prismas horizontales con potencia de 1 a 40 dioptrías prismáticas (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 PD)
- Prismas verticales de 1 a 25 dioptrías prismáticas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 PD)
Prismas individuales de 30 y 45 dioptrías prismáticas.
- Contiene maletín.
- Peso: 61 gr.

