


**CAJA DE LENTES CT-4305**



Caja de 232 lentes de prueba con dos opciones:

+ Aro de plástico (apertura de 26 mm)

+ Aro de metal (apertura de 36.5 mm)

- Incluye maletín
- Cilindros en formato de cristal con la esfera cortada
- Números señalizados con buen contraste
- Posibilidad de aro de plástico o metal

Contiene:

Esfera	- 35 pares de cóncavas y convexas: 0.12 D 0.25 D a 4.00 D en pasos de 0.25 4.50 D a 7.50 D en pasos de 0.50 8.00 D a 15.00D en pasos de 1.00 16.00 D a 20.00D en pasos de 2.00
Cilindro	- 17 pares de cóncavas y convexas: 0.25 D a 2.25 D en pasos de 0.25 2.50 D a 4.50 D en pasos de 0.50 5.00 D a 6.00 D en pasos de 1.00
Prismas	- 12 piezas: 0.5 (2), 1.0, 2.0 , 3.0, 4.0, 5.0, 6.0,7.0, 8.0, 9.0, 10.0
Accesorios	- 12 piezas: RF filtro rojo, GF filtro verde, BL lente neutra, PL (2) polarizadas, MR (2) rejilla de maddox, lente traslúcida, CL lente cruzada, PH (2) agujero estenopeico, hendidura estenopeica, ocluser Cilindro cruzado X0.25 X0.50