

CONO COMPATIBLE CON TONÓMETRO GOLDMAN

CONO PRISMA DESECHABLE PARA TONOMETRÍA

- Los conos son compatibles con todos los tonómetros de aplanación Goldman, Perkins o equivalentes
- Los conos son de un solo uso (rechazable)

El cono prisma entra en contacto directo con la córnea del paciente para lograr la 'aplanación' que permite la medición de la presión intraocular. Al tratarse de conos desechables, no reutilizables se protege a los pacientes de posibles contagios por vía lagrimal. El material del cono es de PMMA y caucho termoplástico, no contiene látex.

El envase único es una caja de 100 unidades. Cada unidad viene envasada de forma independiente y estéril, fácil de abrir.

La temperatura de conservación es entre 2 y 25°C. La garantía es de 24 meses.

Forma de uso:

- Retire el prisma del envase estéril con cuidado para no contaminar
- Inserte el cono en el tonómetro con la línea en la posición cero
- Realice la medida de la presión intraocular
- Deseche el cono de tonómetro, no lo reutilice

- Prevención de riesgos laborales: la empresa cumple con la normativa específica de prevención de riesgos laborales
- Formación: Si el centro lo requiere se aportará formación
- Manual de usuario: se aportarán las instrucciones que se le requieran

La empresa mantendrá los datos de los atributos logísticos requeridos en la aplicación mencionada en el pliego técnico, al igual que el intercambio de documentos comerciales con el operador logístico.

Atributos:

- Dimensiones: 30 mm (largo), 10mm en la parte mas ancha y 6 mm en la parte mas estrecha aproximadamente
- Peso: 1,65 ± 0,05 gr
- Temperatura de conservación: 2-25°C
- GTIN de las diferentes agrupaciones: 6868000545648
- Cantidades de cada agrupación: 100 unidades

- Referencia: EA100401
- Marca: EasyOpht
- Modelo: 100401
- Trazabilidad: número de lote
- Imagen del producto



COD. 100401 pz.100

- Tipo de peligrosidad
- Clase de mercancía peligrosa
- Ficha de seguridad
- Caducidad de entrega
- Unidad de medida de gestión

 **1,65 gr ± 0,05**

CE 0476  **STERILE EO**  

Patent Pending

MADE IN ITALY 

 EasyOpht s.r.l.
viale dell'Industria, 42 - BUSTO ARSIZIO (VA)

Las caducidades de los productos suministrados serán como mínimo la que se indique en la ficha de los atributos

Garantizamos que contaremos con el stock necesario para cumplir los plazos de entrega

<https://servicios.aecocdata.es/tarifas/#>

