


CAJA DE LENTES OFASA CT-4301



Caja de 266 lentes de prueba:

- Incluye maletín de material resistente, con asa para su fácil transporte
- Cilindros en formato de cristal con la esfera cortada
- Números señalizados con buen contraste
- Posibilidad de aro de plástico (apertura de 26 mm) o metal (apertura de 36.5 mm)

Contiene:

Esfera	- 40 pares de cóncavas y convexas: 0.25 D a 6.00 D en pasos de 0.25 6.50 D a 10.00 D en pasos de 0.50 11.00 D a 15.00D en pasos de 1.00 16.00 D a 20.00D en pasos de 2.00
Cilindro	- 20 pares de cóncavas y convexas: 0.25 D a 4.00 D en pasos de 0.25 4.50 D a 6.00 D en pasos de 0.50
Prismas	- 12 piezas: 0.5 (2), 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0,7.0, 8.0, 9.0, 10.0
Accesorios	- 14 piezas: Ocluser, agujero estenopeico (2), hendidura estenopeica, lente cruz (2), filtro rojo, filtro verde, lente esmerilada, lente neutra, rejilla de Maddox (2), cilindros cruzados (2)



Type A

Type D

Type G

Type J

Type K



Case A



Case B



Case C