


CAJA DE LENTES OFASA CT-4305



Caja de 232 lentes de prueba con aro de metal (apertura de 36.5 mm)

- Incluye maletín
- Cilindros en formato de cristal con la esfera cortada
- Números señalizados con buen contraste

Contiene:

Esfera	- 35 pares de cóncavas y convexas: 0.12 D, 0.25 D a 4.00 D en pasos de 0.25, 4.50 D a 7.50 D en pasos de 0.50, 8.00 D a 15.00D en pasos de 1.00, 16.00 D a 20.00D en pasos de 2.00
Cilindro	- 17 pares de cóncavas y convexas: 0.25 D a 2.25 D en pasos de 0.25, 2.50 D a 4.50 D en pasos de 0.50, 5.00 D a 6.00 D en pasos de 1.00
Prismas	- 12 piezas: 0.5 (2), 1.0, 2.0 , 3.0, 4.0, 5.0, 6.0,7.0, 8.0, 9.0, 10.0
Accesorios	- 12 piezas: RF filtro rojo, GF filtro verde, BL lente neutra, PL (2) polarizadas, MR (2) rejilla de maddox, CL (2) lente cruzada, PH agujero estenoico (1,25mm), hendidura estenoico (1,25mm), ocluser -Cilindros cruzados +/-0.25D y +/-0.50D. Lentes de vidrio con mango metálico de 36.5mm de diámetro.