

LENTE TERAPEÚTICA LENS 55 UV



Propiedades

La lente Lens 55 UV con filtro UV es la lente líder, combina alto rendimiento con comodidad excepcional y una amplia variedad de parámetros para adaptarse a todas las necesidades. El material de la lente es OCUFILCON D4 el cual tiene un contenido en agua: del 55% y tinte de visibilidad azul para una fácil manipulación. Potencia: 0.0 Dioptrias. Diámetro: 14,20 mm. Certificado CE.

**Material ISO 18369-1
2017** OcufileonD4(19)[55%]

**Transmisibilidad
Oxígeno(ISO)0,07CT** 26 Dk/t

**Permeabilidad
Oxígeno(ISO) 35°C** 19 Dk

Hidratación 55 %

Tinte Manipulación Tinte Azul

Radios Base (mm) Diámetros (mm) Esferas (D)

8.60(-)	14.20	-16.00 [0.25 -6.00]
8.90(-)		-12.00 [0.25 -6.00]
8.80(+)		+8.00 [0.25 +5.00]

