


Artículo: Test de Lang II

Referencia/Modelo: Lang II



Artículo distribuido por:

Oftalmica Instruments S.L.

Fabricado por:

Lang-Sterotest AG (Suiza)

Contenido:

- Tarjeta o Lámina Test
- Carpeta/estuche plástico
- Manual de usuario explicativo

Finalidad

Test diseñado para el descubrimiento temprano de problemas de la visión estereoscópica en niños.

Descripción del Test:

- Tarjeta o lámina Test, con imágenes en 3D, a diferentes niveles de Estereopsis.
- Visualización a ojo descubierto (no precisa adaptación de gafa compatible).
- Contiene una sola imagen plana (estrella), con percepción monocular.
- A 40 cm de observación, las disparidades son las que se detallan a continuación:
 - Luna: 200"
 - Camión: 400"
 - Elefante: 600"
 - Estrella: imagen plana, siempre visible
- Incluye carpeta roja plástica, con manual de usuario explicativo, para su almacenaje.