


Montura de Pruebas Universal OCULUS mod. UB 4 Ficha Técnica



Montura de Prueba UB 4

Equipo	
Marca	OCULUS
Modelo	UB 4
Referencia	OC42500
Código EAN	4049584005717

Descripción

- Materiales de plástico y metal, de excelente calidad, que reducen la necesidad de lubricantes.
- Materiales ligeros y dermatológicamente seguros que aportan comodidad y seguridad.
- Ajuste de la distancia pupilar independiente derecha/izquierda, para una mayor precisión del centrado de los ojos.
- Espacio para un total de 5 pares de lentes de prueba de 38 mm de diámetro.
- Puente ajustable en inclinación y en altura con auto freno diseñado anatómicamente para una mayor comodidad.
- Con posibilidad de medir la distancia de vértice de la córnea a la lente.
- El diseño de las varillas con armazón cerrado evita que el cabello quede atrapado.
- Varillas con auriculares de material mixto flexibles y anatómicamente ajustables en longitud e inclinación.
- Incluye dos piezas nasales adicionales.
- Servicio postventa (repuestos y reparación).

Características Técnicas

Especificaciones	
Rango de ajuste de la Distancia Inter pupilar	46 – 80 mm
Divisiones de escala	1 mm
Peso	64 g
Longitud de la varilla	88 – 124 mm
Inclinación de varilla (arriba/abajo)	+ 14, 5°/- 8°
Soporte de lentes, frontal	3 pares
Soporte de lente, posterior	2 pares
Diámetro de lentes	38 mm
Área de rotación (frontal)	360°
Rango de medida de la Distancia de Vértice	3 – 14 mm
Rango de giro de las lentes de pruebas	360°
Ajuste de altura	±4 mm
Material	Plástico, aluminio, níquel y plata

Opcional	
Filtro polarizador lineal (45°/135°) para visión de lejos y cerca.	Referencia OC45886
Filtro polarizador circular	Referencia OC45883