



→
REF. 0003881
CAMILLA HIDRÁULICA
DE ESTÉTICA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Longitud:	185 cm
<hr/>	
Anchura	
Con reposabrazos:	83 cm
Sin reposabrazos:	63 cm
<hr/>	
Altura:	63-77 cm
<hr/>	
Peso:	58 kg
<hr/>	
Carga máx.:	150 kg
<hr/>	
Tapizado:	PVC ○

FUNCIONES MANUALES



- Altura: 63-77 cm mediante bomba hidráulica
- Inclinación de 45° del reposapiés
- Inclinación de 65° del respaldo

INCLUYE



- Agujero facial con cojín
- Reposabrazos extraíbles