

INTERPUPILÓMETRO OFASA CT4113



Especificaciones:

- Método de medida: método de coincidencia de reflejo corneal
- Rango de medida: 46 a 82MM (ambos ojos), 23 a 41MM (cada ojo)
- Rango de enfoque: 30cm a infinito
- Precisión en la medida: 0.25mm
- Fuente de alimentación: 6V DC (Lr03 pilas X4)

Características:

Funciona con el método de coincidencia de reflejo corneal, que consiste en la alineación del punto luminoso de la pupila con la línea de medida.

Los resultados se muestran de forma digital, y aparecen 3 diferentes: medida del ojo derecho, del izquierdo y la medida total.

Las medidas se pueden realizar en ambos ojos o en uno solo.

Posibilidad de medir la distancia interpupilar en distancias desde 30 cm hasta el infinito

Se apaga de forma automática después 1 minuto después de haberlo usado la última vez

La distancia al vértice (VD) y la altura pupilar (PH) también se pueden medir.