

→
REF. FIX-MT2
CAMILLA FIJA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

→

Camilla de 2 secciones

Longitud:	195 cm
Anchura:	70 cm
Altura:	75 cm
Peso:	28 kg
Carga máx:	225 kg
Grosor de la espuma:	5 cm
Densidad:	36 kg/m3
Tapizado:	MED PVC
	●

FUNCIONES MANUALES

→

– Inclínación de 75° del respaldo

INCLUYE

→

– Agujero facial
– Portarrollos
– Patas plegables

CERTIFICACIONES CEE

→

- 93/42/EEC Directiva de Productos Sanitarios

Kinne



FICHA TÉCNICA

→
REF. FIX-MT2
CAMILLA FIJA



 **KG**
max 225 kg

