

THERAP

Lámpara de emisora de infrarrojos con bombilla de 275W para tratamientos de termoterapia. Su brazo articulado facilita el movimiento y la fijación de la lámpara con total comodidad. Equipada con base de 5 ruedas de máxima estabilidad.

**Lámpara de Infrarrojos
Ref. 1003**



Voltaje de entrada: 220 Vac -240Vac

Frecuencia de entrada: 50Hz- 60Hz

Potencia: 275W

Longitud de onda: 780nm a 860nm

Temperatura de color: 2300 K

Vida útil estimada: 5000 h

**Tamaño del cable de
alimentación de CA:** 150cm

TAMAÑO DEL EMBALAJE

77x30x25cm

N.W. kg

7,8

G.W. kg

9