

## LENTE DE VOLK 78D


Lente de alta resolución para el diagnóstico general y tratamiento con láser, con un equilibrio ideal de aumento y campo de visión. Diseñada de forma óptima para su uso dentro del rango de movimiento de todas las lámparas de hendidura.

Disponible con anillo de sujeción rojo, azul, verde, dorado, morado o negro tradicional.



### ESPECIFICACIONES

- Campo de visión: 81° / 97°
- Magnificación de la imagen: 93x
- Magnificación spot láser: 1.08x
- Distancia de trabajo: 8mm



VOLK

