

# MONTURA DE PRUEBAS OFASA TF-12 (UTF4880)

## Descripción:

Es una estructura ligera y adaptable a cualquier fisonomía, a través de ajuste longitudinal y angular con montura con regulación del puente de la nariz en altura y profundidad. Estructura de metal ligero

## Características:

- Patillas flexibles con largo ajustable
- Rueda para ajustar la inclinación
- Grado de lente giratoria de eje en torno al óptico en la montura de la lente: 360°.
- Pieza de la nariz con forma anatómica con rango de ajuste de la nariz de la almohadilla (0 - 23 mm)
- Rango de distancia pupilar (PD) ajustable: 48-80 mm
- Marca de eje cada 5°
- Admite 3 lentes en la parte delantera y 2 en la trasera de diámetro estándar (38mm aproximadamente) por cada ojo. En total 10 lentes.
- Material: metal
- Peso: 61 gr.

