

## FICHA TÉCNICA

- **Referencia:** AB7025020L
- **GTIN-13:** 8428763059752
- **Descripción:** CABEZAL W.A. OTOSCOPIO 3,5V LED
- **Uso:** Equipo de diagnóstico
- **Características:** Otoscopio de diagnóstico de 3,5 V
- El otoscopio de diagnóstico con una iluminación 30% más blanca y más intensa ofrece una visualización mejor y más rápida.
- La fibra óptica proyecta luz fría a la punta distal, sin reflejos ni obstrucciones, a fin de obtener una visualización excelente de la membrana timpánica.
- Lente de gran angular que permite la instrumentación bajo aumento óptico.
- Sistema sellado, para otoscopia neumática y el diagnóstico de la otitis media
- **Iluminación:** LED
- **Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE:** Clase I
- **Almacenaje y condiciones de uso:** Respetar las condiciones indicadas en el embalaje. Evitar las temperaturas extremas y la exposición directa al sol.

