

RETINOSCOPIO

Permite fáciles refracciones al producir las franjas brillantes, nítidas y limpias.



- > 2,8 veces más luminosidad y calidad superior de la franja en comparación con los retinoscopios estándar
- > Puede utilizar el mismo cabezal con la bombilla de franja o de punto
- > La calidad superior de la franja permite refracciones más fáciles y rápidas, incluso en pacientes con pupilas pequeñas
- > El filtro polarizador lineal cruzado elimina los molestos reflejos de las lentes correctoras, lo que ayuda a realizar exámenes más precisos
- > El control externo de enfoque mejora la comodidad y la instrumentación
- > El sellado de los componentes ópticos preserva la limpieza de las lentes, para exámenes más eficaces
- > Compatible con todas las fuentes de alimentación de 3,5 V de Welch Allyn



Tarjetas de fijación opcionales

MANGOS DE NÍQUEL-CADMIO DE 3.5V

Una selección de prácticas fuentes de alimentación recargables, compatibles con todos los cabezales de 3,5 V.

- > El acabado estriado y no abrasivo asegura un agarre sin deslizamientos
- > Se recarga en cargador universal y también con transformador directo
- > Posibilidad de funcionar con pilas tipo "C"

