



REGLAS DE ESQUIASCOPIA

. Pareja de Reglas de Esquiascopia, con estuche doble flexible. Lentes orgánicas. Dimensión reglas: 26 x 4.5 cm.

- Regla de Lentes + (negra): 16 lentes esféricas positivas, de 16mm de diámetro.
- Regla de Lentes - (roja): 16 lentes esféricas negativas, de 16 mm de diámetro.

. Pot. Esféricas (+/- (Dp.): 0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15.

