

SET DE OFTALMOSCOPIO RETINOSCOPIO WELCH ALLYN



OFTALMOSCOPIO

Un cómodo oftalmoscopio con óptica Coaxial patentada de Welch Allyn, con bombilla LED SureColor™ y que facilita la entrada en pupilas y ofrece mayor campo de visión.



Características

El Sistema de visión coaxial patentado de Welch Allyn mejora la oftalmoscopia al facilitar la entrada en el ojo y proporcionar un campo de visión más amplio y menos deslumbramiento en comparación con los oftalmoscopios tradicionales.

La bombilla LED SureColor™, específicamente diseñada para aplicaciones clínicas, permite reducir la intensidad lumínica para aliviar el deslumbramiento y mejorar la comodidad del paciente a la vez que se mantiene el color y la claridad de la visión. Ofrece una duración 30 veces superior a las bombillas halógenas con 7 años de garantía.

La óptica coaxial proporciona una iluminación libre de sombras, una entrada más fácil en las pupilas sin dilatar y un mayor campo de visión en comparación con los oftalmoscopios tradicionales

Las 18 combinaciones únicas de apertura/filtro proporcionan mayor versatilidad

El sellado del sistema óptico evita que entre el polvo y suciedad.

Cuenta con 28 lentes de enfoque con un rango de -25 a +40 dioptrías

Filtros: libre de rojo, azul cobalto y polarizador

Apoyo de goma que evita rayar las gafas del usuario/facultativo

El mismo cabezal se puede utilizar con bombilla LED SureColor™ o con bombilla halógena HPX™ (xenon altamente presurizado)

Cabezal oftalmoscopio coaxial de 3.5V

RETINOSCOPIO

Hace que las refracciones sean más fáciles que nunca, al producir las franjas más brillantes, más nítidas y limpias.



> 2,8 veces más luminosidad y calidad superior de la franja en comparación con los retinoscopios estándar

> Puede utilizar el mismo cabezal con la bombilla de franja o de punto

> La calidad superior de la franja permite refracciones más fáciles y rápidas, incluso en pacientes con pupilas pequeñas

> El filtro polarizador lineal cruzado elimina los molestos reflejos de las lentes correctoras, lo que ayuda a realizar exámenes más precisos

> El control externo de enfoque mejora la comodidad y la instrumentación

- > El sellado de los componentes ópticos preserva la limpieza de las lentes, para exámenes más eficaces
- > Compatible con todas las fuentes de alimentación de 3,5 V de Welch Allyn



Tarjetas de fijación opcionales

MANGOS DE NÍQUEL-CADMIO DE 3.5V

Una selección de prácticas fuentes de alimentación recargables, compatibles con todos los cabezales de 3,5 V.

- > El acabado estriado y no abrasivo asegura un agarre sin deslizamientos
- > Se recarga en cargador universal y también con transformador directo
- > Posibilidad de funcionar con pilas tipo "C"

