



### **TEST DE ISHIHARA DE 38 LÁMINAS**

Consiste en un libro con 38 láminas de test:

- Láminas 1 a 25: simbología numérica:
- Lámina 1: Lámina Control.
- Láminas 2 a 21: detección de deficiencias Rojo-Verde.
- Láminas 22 a 25: detección – diagnóstico anomalía Protán Vs Deután.
- Láminas 26 a 38: trazo de caminos entre “x”: diseñadas para observadores con dificultad para la lectura e interpretación de números
- Test de exploración de la visión estereoscópica con sistema polarizado o duocromo.

