

## UNIDAD DE REFRACCIÓN EXCLUSIVE 65SA FRATESTMA



La unidad Exclusive 65SA está equipada con un tablero de mesa transversal con altura ajustable eléctricamente de 15 cm. Permite al examinador desplazar manualmente el tablero a la posición de trabajo. El movimiento se bloquea con un imán y se desbloquea con un interruptor situado en el panel de control de la mesa. En la columna es posible adaptar el brazo equilibrado de manera horizontal o vertical tanto manual como motorizado.

Adecuada para una variedad de necesidades, con solución tanto a la derecha como a la izquierda, también puede utilizarse para la visita de pacientes discapacitados en sillas de ruedas gracias a que el sillón dispone una base móvil.

## CARACTERÍSTICAS

- Unidad de refracción con versiones de orientación izquierda y derecha.
- Tablero con capacidad para dos instrumentos.
- Tablero deslizante con sistema de bloqueo y freno de seguridad con mecanismo de giro del tablero con dureza progresiva para poder trabajar antes del tope final del movimiento.
- Tablero con elevación con recorrido de 150 mm. Altura del tablero entre 780 y 930 mm.
- Tablero con apagado y encendido de la lámpara automático de la luz al recogerlo y deslizarlo.
- Foco para visión cercana LED.
- Cajón de lentes para refracción con dimensiones de 470x350x140 mm.
- Cajoneras adicionales bajo cajón de refracción con suministro eléctrico.
- Diseño atractivo, con elección de colores tanto en unidad como en sillón.
- Sistema de cableado integrado.



- Acceso a silla de ruedas:
  - o Unidad contrapesada, independiente de la base del sillón.
  - o Sillón independiente de la unidad totalmente retirable
  - o Ruedas escamoteables en la base del sillón desplazable.

- El sillón tiene un sistema de elevación hidráulico, un armazón interno de metal y una tapicería de piel sintética.



- Sillón con elevación eléctrica controlado desde el panel.
- Sillón con rotación de 45° a derecha e izquierda
- Sillón con reposapiés y apoyabrazos abatibles 90°
- Peso 70 kg
- Sillón con reposacabezas fijo incorporado en el respaldo
- Facilidad de uso del panel: consta de un botón para colocar el sillón en la posición media:





DATOS TÉCNICOS	
Fuente de alimentación	220V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz
Potencia	1060 VA
Lámpara halógena	120 W
Peso de la unidad	150 kg
Altura mesa	min.780-max930 mm
Contrapesos	35 kg
Largo	1610 mm
Profundidad	1580 mm
Altura máxima	1880 mm

## DIMENSIONES



-Panel de control táctil:

