

## GAFAS DE PRUEBA TITANIO TF5470A



- TITANIO - Montura de titanio, muy resistente y de peso ligero, solo 50 gramos
- AJUSTABLE:
  - PD: 54-70mm en incrementos de 2mm
  - Longitud de la varilla: 90–99mm de incrementos de 1mm
  - Posición de la almohadilla de la nariz ajustable.
  - Eje de la lente: 0° - 180°, con intervalo de puntuación de 10°



- Se pueden insertar un total de 8 lentes de 38mm de diámetro, 3 en la parte delantera y 1 en la trasera de cada ojo

